

FICHE DE MAINTENANCE CORRECTIVE

Ceinture thoracique de mesure de la fréquence respiratoire

1. Description de la panne

Élément	Informations à renseigner
Date d'apparition	_____
Panne signalée par	_____
Contexte d'apparition	_____
Description du défaut	_____
Fréquence du défaut	☐ Ponctuel ☐ Répété ☐ Permanent

2. Type de défaillance observée

Type de défaillance	Oui	Non	Observations
Absence de mise sous tension	☐	☐	
Batterie défaillante	☐	☐	
Défaut de recharge	☐	☐	
Faux contact électrique	☐	☐	
Rupture de fil / soudure	☐	☐	
Dysfonctionnement capteur d'étirement	☐	☐	
Signal respiratoire instable	☐	☐	
Communication LoRa défaillante	☐	☐	
Dysfonctionnement écran OLED	☐	☐	
Dégradation textile / fixation	☐	☐	
Défaut boîtier / poche dorsale	☐	☐	
Échauffement anormal	☐	☐	

3. Diagnostic technique

Vérification	Résultat / valeur	Conforme	Observations
Inspection visuelle	_____	☐	
Tension batterie	_____ V	☐	
Test de charge	_____	☐	
Vérification câblage	_____	☐	
Vérification soudures	_____	☐	
Vérification cartes Heltec	_____	☐	
Vérification capteur	_____	☐	
Vérification transmission	_____	☐	
Vérification signal respiratoire	_____	☐	

4. Action corrective réalisée

Action réalisée	Oui	Non	Observations
Reprise de soudure	☐	☐	
Remplacement d'un câble	☐	☐	
Remplacement batterie	☐	☐	
Repositionnement / refixation du capteur	☐	☐	
Remplacement du capteur	☐	☐	
Reprogrammation microcontrôleur	☐	☐	
Réparation textile	☐	☐	
Remplacement / réimpression du boîtier	☐	☐	
Correction connectique	☐	☐	
Autre	☐	☐	_____

5. Contrôle après intervention

Point contrôlé	Conforme	Non conforme	Observations
Mise sous tension correcte	☐	☐	
Recharge fonctionnelle	☐	☐	
Signal respiratoire détecté	☐	☐	
Signal stable	☐	☐	
Communication fonctionnelle	☐	☐	
Boîtier / textile conformes	☐	☐	
Dispositif sécurisé	☐	☐	

6. Décision finale

- ☐ Remis en service
- ☐ Remis en service avec réserve
- ☐ Maintenu hors service

Pièces remplacées :

Commentaires finaux :

Nom de l'intervenant : _____

Signature : _____